



**El electrodo mantiene la calibración por un año**



- EL MEJOR
- COMPATIBLE CON TRIS
- CONTROL DE TEMPERATURA SUPERIOR

**No Cal® Electrodo de pH de combinación con cuerpo epóxico y ATC integrado**

- Diseñado para un rendimiento alto y estable en análisis de pH en campo
- Precisión de 0.1 pH sin calibración

**Diseño resistente con junta abierta libre de obstrucciones**



- MUY BUENO
- COMPATIBLE CON TRIS

**AquaPro pH/ATC Triode™ con polímero de bajo mantenimiento, Cuerpo epóxico**

- Bajo mantenimiento, para medidores Star

**Bajo mantenimiento**



- MUY BUENO

**pH/ATC Triode™ con cuerpo epóxico, gel de bajo mantenimiento**

- Gel de bajo mantenimiento
- Resistente cuerpo epóxico

**Bajo mantenimiento**



- MUY BUENO

**pH/ATC Triode™ con cuerpo epóxico, gel de bajo mantenimiento**

- Gel de bajo mantenimiento
- Resistente cuerpo epóxico

**Rellenable y durable**



- MUY BUENO

**pH/ATC Triode™ con cuerpo epóxico, rellenable**

- De larga duración
- Resistente cuerpo epóxico

**Bajo mantenimiento y confiable**



- BUENO

**pH/ATC Triode™ con cuerpo epóxico, gel de bajo mantenimiento**

- Uso general
- Para medidor Russell RL060P

5107BNMD (Star) 5107NC (Serie A+)	9107APMD (Star)	9107BNMD (Star)* 9107WMMD (Star)* 9107WLMD (Star)* 9107BN (Serie A+) 9107WP†	9109WP 9109WL	9157BN (Serie A+)	9147BN
0-14	0-14	0-14	0-14	0-14	0-14
0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.1
0-100 °C	0-60 °C	0-80 °C	0-80 °C	0-90 °C	0-50 °C
±1.0 °C	±2.0 °C	±2.0 °C	±2.0 °C	±2.0 °C	±2.0 °C
Platino	Junta Doble Ag/AgCl	Ag/AgCl	Ag/AgCl	Ag/AgCl	Ag/AgCl
Cerámica	Abierta	Mecha	Mecha	Fibra de vidrio	pin HDPE
No Cal (510011)	-	-	-	4 M KCl c/ Ag/AgCl (900011)	-
L - 120 mm D - 12 mm	L - 120 mm D - 12 mm	L - 120 mm D - 12 mm	L - 120 mm D - 12 mm Cap D - 22 mm	L - 120 mm D - 12 mm	L - 120 mm D - 12 mm
BNC - MiniDIN (Star) BNC - 8 Pin (Serie A+)	BNC - MiniDIN (Star)	BNC - MiniDIN (Star) BNC - 8 Pin (Serie A+) <sup>†</sup>	EDIN A prueba de agua Plug Banana	BNC - MiniDIN (Star) BNC - 8 Pin (Serie A+)	BNC 2.5 mm Phono Tip



**Información Clave**  
 La longitud del cable es de 1 a 6 metros  
 WMMD = 3 metros, WLMD = 6 metros,  
 9109WL = 6 metros  
 9109 Tapa de Medidor Intrínsecamente Seguro