



Sonda Agitadora Thermo Scientific Orion Star

Ideal para mediciones de pH de laboratorio e ISE



Sonda Agitadora Automática Orion Star

Las Sondas Agitadoras Thermo Scientific son una respuesta económica y conveniente de agitación.

- Úselos con los siguientes medidores de banco Orion para control automático y agitación:
 - Orion VERSA STAR
 - Orion DUAL STAR
 - Orion Star Serie A210
 - Orion 3-, 4- y 5-Star/Star Plus de banco
- Elimina los problemas de las placas de agitación magnética y de las varillas agitadoras
- No hay transferencia de calor desde la placa de agitación
- No es necesario capturar y lavar las varillas agitadoras
- Sin daño potencial del bulbo del electrodo por las varillas agitadoras
- Los precios competitivos le permiten aprovechar los beneficios de la sonda agitadora a la mitad del precio de modelos similares
- Se conecta convenientemente a la parte trasera de los medidores de banco compatibles para su alimentación eléctrica, control y velocidad del agitador

¡Es tan fácil de usar! Conecte la sonda agitadora en el panel posterior de un medidor Orion VERSA STAR, DUAL STAR, Star Serie A210 o 5-Star/Star Plus de banco y colóquelo en un soporte de electrodo con el electrodo de medición. Controle la función de encendido/apagado y la velocidad de agitación usando los controles del medidor. Simplemente inserte la sonda agitadora en la muestra y enjuague entre mediciones.

Sondas Agitadoras con paletas

N° Cat.	Descripción
096019	Sonda Agitadora Orion Star con paleta
096021	Paletas de reemplazo, paquete de 3



Accesorios

Orion DUAL STAR™

Para facilitar las pruebas ISE, enlace la sonda agitadora automática con un medidor Orion Star Dual.

Páginas
10-11