



Electrodos ORP Triode™ y Redox/ORP Thermo Scientific Orion

Mediciones Redox confiables

Las mediciones ORP son fáciles con el electrodo de su elección u ORP. Utilice nuestro estándar ORP confiable y compare sus resultados con los del Electrodo de Hidrógeno Estándar.

El 9678BNWP tiene un electrodo de cuerpo epóxico durable con una junta libre de obstrucciones Sure-Flow. El 9778BNWP ofrece un cuerpo de vidrio de resistencia epóxica. Los triodos ORP tienen un cuerpo epóxico durable y también pueden medir la temperatura.

Están disponibles en estilos de diseño rellenable o rellenos de gel de bajo mantenimiento.

Durable y libre de obstrucciones



Electrodo redox/ORP de combinación Sure-Flow® con cuerpo epóxico

- Para usar en muestras de agua, aguas de desecho, galvanoplastia, y biotecnología
- Junta Sure-Flow previene obstrucción

Cuerpo de vidrio resistente a solventes



Electrodo redox/ORP de combinación con cuerpo de vidrio

- Para usarse en muestras de agua, agua de desecho, galvanoplastia, y solventes orgánicos

Fácil de limpiar con ATC integrado



Electrodo Triode™ con cuerpo epóxico, rellenable

- Para usar en agua y aguas de desecho
- Cuerpo epóxico para mayor resistencia y durabilidad

Bajo mantenimiento con ATC integrado



Triode™ de ORP/ATC con cuerpo epóxico, gel de bajo mantenimiento

- Para usarse en agua y aguas de desecho
- Cuerpo epóxico para mayor resistencia y durabilidad

No. Cat.	9678BNWP	9778BNWP	9180BNMD (Star) 9180BN (Serie A+)	9179BNMD (Star) 9179BN (Serie A+)
Rango pH	–	–	–	–
Rango Temp.	0-90 °C	0-100 °C	0-90 °C	0-80 °C
Exactitud Temp.	–	–	±2.0 °C	±2.0 °C
Referencia Interna	Ag/AgCl	Ag/AgCl	Ag/AgCl	Ag/AgCl
Junta	Sure-Flow	Cerámica	Fibra de vidrio	Mecha
Solución de Llenado (N° Cat.)	4 M KCl c/ Ag/AgCl (900011)	4 M KCl c/ Ag/AgCl (900011)	4 M KCl c/ Ag/AgCl (900011)	–
Dimensiones D (Dia) L (Largo) T (Punta)	L - 110 mm D - 13 mm	L - 120 mm D - 12 mm	L - 120 mm D - 12 mm	L - 120 mm D - 12 mm
Tipo de Conector	BNC a prueba de agua	BNC a prueba de agua	BNC A prueba de agua-MiniDIN (Star) BNC A prueba de agua-8 Pines (Serie A+)	BNC A prueba de agua-MiniDIN (Star) BNC A prueba de agua-8 Pines (Serie A+)

N° Cat.	Accesorios Recomendados
900011	Solución de Llenado Ag/AgCl
967901	ORP Estándar 475 ml
967961	ORP Estándar 5 x 60 ml



Información Clave

Todas las tapas miden 16 mm de diámetro en el fondo.
Todos los cables miden 1 metro