

BioLight Toxy El nuevo estándar





Su equipo de Toxicidad debe impulsarlo hacia adelante, no detenerlo. El BioLight Toxy está diseñado para ser un luminómetro resistente de dos en uno que ofrece la capacidad de usar el mismo instrumento tanto para pruebas portátiles de campo como para pruebas en laboratorio. El Toxy es la única solución total en el mercado para lograr resultados rápidos, confiables y precisos en el laboratorio o en el campo con un solo instrumento.

Junto con los reactivos y consumibles BioLight de la más alta calidad, esto ofrece un nivel de análisis en el que los clientes pueden confiar. Los reactivos BioLight se ofrecen en reactivo múltiple y singular para cumplir con los requisitos de campo o laboratorio. Este luminómetro de doble opción ofrece dos soluciones al mejor precio de la industria al tiempo que garantiza los más altos estándares de calidad de fabricación en una instalación con certificación ISO..



El BioLight Toxy también cumple con todos los requisitos para las pruebas de toxicidad aguda según ISO 11348-3 y la norma NMX-AA-112-2017

El Toxy cuenta con una interfaz de software de PLC personalizada a bordo



El usuario puede elegir entre una biblioteca de pruebas de toxicidad comunes ya preprogramadas en el software o crear una prueba totalmente personalizada que se puede guardar en la biblioteca para futuras pruebas. Esta es solo una de las muchas características útiles que se han incorporado a este nuevo luminómetro de última generación, lo que facilita aún más las pruebas rápidas de toxicidad aguda.

Our Knowledge... Your Confidence

Aqua Science LLC.
250 Corporate Boulevard, Suite K, Newark, DE 19702
www.aqua-sci.com
302-214-3916
sales@aquasci.com