



Sondas ATC Thermo Scientific Orion

Mediciones de Temperatura Exactas

Las sondas ATC miden la temperatura de la muestra de forma rápida y precisa, además son extremadamente duraderas. Hay una gran variedad de opciones disponibles para utilizarlas dependiendo de la aplicación. Elija entre una sonda ATC micro, acero inoxidable, sonda de cuerpo epóxico o de vidrio. Los conectores deben ser compatibles con el medidor que está utilizando.

La más rápida Respuesta a la Temperatura



Sonda ATC Micro con punta de acero inoxidable y cuerpo epóxico

- Para monitorear temperaturas crítica
- Mide muestras tan pequeñas como 10 µL
- La inmersión mínima es de 3 mm

Acero Inoxidable Resistente



Sonda ATC con cuerpo de acero inoxidable

- Cuerpo extremadamente durable
- Para aplicaciones de campo, planta, y comida

Vidrio resistente a los Solventes



Sonda ATC con cuerpo de vidrio

- Para soluciones que contengan solventes orgánicos

Epóxico Durable



Sonda ATC con cuerpo epóxico

- Uso general
- Para muestras acuosas, y uso intermitente en metanol o etanol

De Pequeño Diámetro y de Acero Inoxidable Resistente



Sonda ATC con cuerpo de acero inoxidable

- Cuerpo extremadamente durable
- Para aplicaciones de campo, planta, y comida
- Para usar con medidores Russell

N° Cat.	928007MD (Star)	927007MD (Star) 917007 (Serie A+) 927007 (PerpHecT)	927006MD (Star) 917006 (Serie A+) 927006 (PerpHecT)	927005MD (Star) 917005 (Serie A+) 927005 (PerpHecT) 917001 (Modelos Anteriores)	917004
Rango Temp.	0-100 °C	0-100 °C	0-100 °C	0-80 °C	0-100 °C
Exactitud Temp.	±1 °C	±2 °C	±2 °C	±2 °C	±2 °C
Dimensiones D (Dia) L (Largo) T (Punta)	L - 117 mm D - 5 mm D - 1 mm x 38 mm L	L - 120 mm D - 6 mm	L - 120 mm D - 8 mm	L - 120 mm D - 6 mm	L - 120 mm D - 3 mm
Tipo de Conector	MiniDIN para Star	MiniDIN (Star) DIN 8 pines (Serie A+) [†] Phono Tip (PerpHecT)	MiniDIN (Star) DIN 8 pines (Serie A+) [†] Phono Tip (PerpHecT)	MiniDIN (Star) DIN 8 pines (Serie A+) [†] Phono Tip (PerpHecT) Plug Banana Doble (Modelos Anteriores)	2.5 mm Phono Jack para medidores Russell



2.5 mm Phono Tip



Plug Banana Doble



Phono Tip (PerpHecT)



MiniDIN (Star)



DIN 8 pines (Serie A)

Información Clave

Todas los diámetros de tapa son de 16 mm excepto 928007MD

Todos los cables miden 1 metro