



## Tipos de conectores para medidores y electrodos Thermo Scientific ORION

### pH

#### **BNC resistente al agua**

Para uso con un medidor de pH que tenga una entrada BNC. Garantiza una conexión segura resistente al agua cuando se utiliza con medidores de la serie ORION Star.



#### **BNC**

Para uso con cualquier medidor con una entrada BNC



#### **Conector U.S. estándar**

Para uso con medidores de estilo antiguo con una entrada U.S. Standard



#### **Cabezal roscable**

El electrodo se puede conectar a distintas entradas del medidor utilizando un cable por separado.



#### **Pin Tip**

Para uso con medidores que tengan una entrada de referencia de media celda



### ATC

#### **MiniDIN**

Garantiza una conexión segura resistente al agua cuando se utiliza con medidores Serie Orion Star



#### **DIN de 8 pines ATC**

Para uso con medidores que tengan una entrada de DIN de 8 pines para ATC



#### **Phono Tip de 3,5 mm**

Para uso con medidores que tengan una entrada ATC Phono Tip, como los antiguos medidores 535A, 550A, 555A y PerpHecT

